



SOT-6001 バラッケー氏ワイヤー開瞼器 タイプ



JAN: 4582356206047

● 規格/形状: 13

SOT-6004 バラッケー氏ソリッド開瞼器



JAN: 4582356206054

● 規格/形状: 14

SOT-6060 バラッケー氏ワイヤー開瞼器



JAN: 4582356206221

● 規格/形状: 13

SOT-6005 開瞼器 オープン

JAN: 4582356206061

● 規格/形状: 15



SOT-6006 マイクロ開瞼器 クローズ

軽量で安定開放が可能な
クローズ型のベストセラーです

JAN: 4582356206078

● 規格/形状: 14



SOT-6007 開瞼器 ソリッド

JAN: 4582356206085

● 規格/形状: 15



SOT-6600 開瞼器 軽量型ソリッド

開瞼時シャフト部の自然なしなりが
平行開閉をサポートします

JAN: 4582356206238

● 規格/形状: 11



少し太めのワイヤーで、緩みの無い開瞼固定が可能な軽量オープン型

SOT-6100 マイクロ開瞼器 オープン

JAN: 4582356111037

● 規格/形状: 14 オープン型



SOT-6200 マイクロ開瞼器 オープン

JAN: 4582356206290

● 規格/形状: 13 オープン型



びない・軽量・耐久性のあるオールチタンのネジスライド式開瞼器

SOT-6061 バンガーターソリッド開瞼器



JAN: 4582356206146

● 規格/形状: 左用 大14

SOT-6062 バンガーターソリッド開瞼器



JAN: 4582356206153

● 規格/形状: 右用 大14

SOT-6063 バンガーターソリッド開瞼器



JAN: 4582356206139

● 規格/形状: 左用 小11

SOT-6064 バンガーターソリッド開瞼器



JAN: 4582356206245

● 規格/形状: 右用 小11

SOT-6065 バンガーターオープン開瞼器



JAN: 4582356206184

● 規格/形状: 左用 大14


SOT-6066 バンガーターオープン開瞼器



JAN: 4582356206191

● 規格/形状: 右用 大14

SOT-6067 バンガーターオープン開瞼器



JAN: 4582356206207

● 規格/形状: 左用 小10

SOT-6068 バンガーターオープン開瞼器



JAN: 4582356206214

● 規格/形状: 右用 小10

SOT-6069 未熟児用ネジスライド開瞼器



JAN: 4582356206252

● 規格/形状: 左用 8 ソリッド

SOT-6070 未熟児用ネジスライド開瞼器



JAN: 4582356206269

● 規格/形状: 右用 8 ソリッド

SOT-6071 未熟児用ネジスライド開瞼器



JAN: 4582356206276

● 規格/形状: 左用 6 ソリッド

SOT-6072 未熟児用ネジスライド開瞼器



JAN: 4582356206283

● 規格/形状: 右用 6 ソリッド

SOT-6073 未熟児用ワイヤー開瞼器



JAN: 4582356206160

● 規格/形状: 8

SOT-6074 未熟児用ワイヤー開瞼器



JAN: 4582356206177

● 規格/形状: 6