

## 櫛マイクロ持針器 ショート

マイクロ持針器の定番品です

SOT-3060 曲 105mm TCC付 止付

SOT-3061 曲 105mm TCC付 止無



## バラツケー持針器 ショート

SOT-3003 曲 105mm TCC付 止付

SOT-3004 曲 105mm TCC付 止無



## 櫛デリケートチップ持針器 ステンレス

SOS-3110 曲 111mm 止無



鑷子

フック

剪刀

持針器・  
替刃ホルダー

開瞼器

眼瞼・  
涙器関連

バイポーラ

滅菌トレイ

櫛スレンダーチップ持針器

SOT-3024 曲 120mm TCC付 止無

SOT-3025 曲 120mm TCC付 止付

鑷子

フック

剪刀


替刃ホルダー  
持針器

開瞼器

涙器関連  
眼瞼

バイポーラ

滅菌トレー



櫛デリケートチップ持針器

SOT-3007 曲 120mm TCC付 止無

SOT-3008 曲 120mm TCC付 止付



榊ロングチップ持針器

SOT-3005 曲 124mm TCC付 止無

SOT-3006 曲 124mm TCC付 止付



バラッケーマイクロ持針器

評価の高い持針器のベストセラー品です

SOT-3001 曲 130mm TCC付 止付

SOT-3002 曲 130mm TCC付 止無



鑷子

フック

剪刀

持針器・  
替刃ホルダー

開瞼器

眼瞼・  
涙器関連

バイポーラ

滅菌トレー

カストロ型新型持針器

SOS-3300 曲 140mm 止付



カストロ持針器

SOT-3064 曲 135mm TCC付 止付

SOT-3065 曲 135mm TCC付 止無



深水式タイトホルダー

SOT-3008-S 曲 120mm TCC溝付 止付



溝付

ご考案：深水 真先生（社会医療法人光生病院・小山眼科医院 岡山市）より

「通常持針器は針を二点で保持するため、軽微な外力で針が意図しない方向に回転し、通糸が困難になる場合が少なくありません。

この持針器は、針に接する両支持部の内側に溝を設けることにより、四点による強固な保持を実現し、確実な通糸を可能にしています。」

鑷子  
フック  
剪刀  
替刃  
持針器  
開瞼器  
眼瞼  
涙器  
関連  
バイポーラ  
滅菌  
トレー

チタン製 剪刀持針器

結紮後、剪刀に持ち替えることなく  
糸をカットします

SOT-3200 130mm 止無

SOT-3200-S 130mm 止付



替刃パンチ カストロ型

SOT-4060 97mm ロック付



替刃パンチ バラッケー型

SOT-4070 106mm ロック付



鑷子

フック

剪刀

替刃ホルダー・  
持針器

開瞼器

涙器関連  
眼瞼

バイポーラ

滅菌トレー